


RGT-506

CE Instrumento eléctrico de prueba de abrasión cutánea



•La piel se coloca en la máquina, y luego proporciona la carga para la abrasión de la piel, mide el grosor total del material en comparación con antes después de ciertos momentos de fricción. De esta manera puede calcular el valor de la resistencia a la abrasión.

Resumen del equipo:

La piel se coloca en la máquina, y luego proporciona la carga para la abrasión de la piel, mide el grosor total del material en comparación con antes después de ciertos momentos de fricción. De esta manera puede calcular el valor de la resistencia a la abrasión.

Industria aplicable

Es ampliamente utilizado en la industria del calzado; incluyendo hombres y mujeres

Carga: 1400g, 1700g, 2200g
Distancia abrasiva: 100 mm
Velocidad: velocidad constante 60 veces / min
Contador: LCD 0-99999
Volumen: 60 x 25 x 25 cm
Peso: 28kg.
Potencia: 40 W